



Art.-Nr.: 3006	Eucerin® cum Aqua; Wasserhaltige Wollachsalkoholsalbe
1. <u>Herstelldaten</u> 1.1. <u>Zusammensetzung</u>	1 T Eucerin® anhydricum (Wollwachsalkoholsalbe) + 1 T Aqua purificata
2. <u>Qualitätsdaten</u> 2.1. <u>Eigenschaften</u> 2.1.1. Aussehen 2.2. <u>Identität</u> 2.3. <u>Reinheit</u> 2.3.1. Wasser	Weiße, bei Raumtemperatur weiche Salbe 0,5 g Salbe werden in 5 ml Dichlormethan R gelöst und mit 1,0 g wasserfreiem Natriumsulfat R geschüttelt. Auf Zusatz von 1 ml Acetanhydrid R und 0,1 ml Schwefelsäure R färbt sich das Gemisch innerhalb weniger Sekunden smaragdgrün. 48,0 bis 52,0% (m/m) 0,5 g Salbe in ein Wägegläschen einwiegen und mit 2 g Seesand verreiben. 1,5 Stunden lang im Trockenschrank bei 105 °C trocknen.
3. <u>Hinweis</u>	Sofern keine Angaben gemacht werden, erfolgen die Prüfungen nach den Methoden des jeweils gültigen Arzneibuchs. *** Das Produkt enthält keine Konservierungsmittel***
4. <u>Literatur</u>	